

i-Gen™ Augmentacja


Membrana GBR dla idealnej regeneracji wyrostka




Różne wysokości śrub gojących i zamykających
Należy przygotować się na jedno lub dwufazowe
podejście chirurgiczne w zależności od sytuacji.

Przedłużenie językowe
powinno być rozważane
przy większych defektach
obustronnie na wyrostku.


Musi mieć co najmniej
1mm przestrzeni
nad platformą implantu:
Stwórz tę przestrzeń
z użyciem dostępnej
śruby i-Gen dostępnej
teraz do różnych
implantów.



Membrany i-Gen



PL Szerokość Grzbietu	BW Szerokość Palczkowa	BL Długość Palczkowa	BD Wymiar Palczkowy	LW Szerokość Językowa	LL Długość Językowa	Typ	Nr katalogowy
4	9	11	4.5	-	-	A1	IG1W4509
4	10	11	5.5	-	-	A2	IG1W5510
4	11	11	6.5	-	-	A3	IG1W6511
5	9	11	4.5	-	-	B1	IG2W0918
6.5	11	11	5.5	-	-	B2	IG2W1120
9	13	11	6.5	-	-	B3	IG2W1323
5	9	11	4.5	6	4.25	C1	IG3W0921
6.5	11	11	5.5	8	4.25	C2	IG3W1125
9	13	11	6.5	10	9	C3	IG3W1328



➔ Komponenty i-Gen

Śruby i-Gen

M 2.0

- Straumann (Standard & Standard Plus) Ø3.3/ 4.1/ 4.8
- Nobel Biocare (Nobel Replace Tapered Groovy) Ø4.3/ 5.0/ 6.0
- Astra (Osseospeed) Ø4.5/ 5.0/ 5.0S
- Dentium (Super line) Ø3.6/ 4.0/ 4.5/ 5.0/ 6.0/ 7.0
- Dio (Steady) Ø3.8/ 4.0/ 4.5/ 5.0/ 6.0/ 6.5/ 7.0
- Dio (SM) Ø3.8/ 4.1/ 4.5/ 5.0/ 5.3/ 5.9/ 6.4/ 6.9
- Dio (IFI) Ø3.5/ 4.0/ 4.8/ 6.5
- Neobiotech (IS) Ø3.5/ 4.0/ 4.5/ 5.0 (IT) Ø3.5/ 4.0/ 5.0
- Osstem (S-clean) Ø3.7/ 4.1/ 4.3/ 4.8 (i-Clean) Ø3.7/ 4.1/ 4.3/ 4.8
- Dentis (S-clean) Ø3.7/ 4.1/ 4.3/ 4.8 (i-Clean) Ø3.7/ 4.1/ 4.3/ 4.8

M 1.8

- MegaGen (AnyRidge)
- Dentsply (Ankylos C/X Implant) Ø4.5/ 5.5/ 7.0
- Zimmer (TSV) Ø3.2/ 3.7/ 4.1/ 4.7/ 5.2/ 5.7/ 6.0
- Nobel Biocare (Nobel Replace Tapered Groovy) Ø3.5



M 1.6

- Straumann (Bone Level) Ø3.3/ 4.1/ 4.8
- 3i (Osseotite certain & Full Osseotite NT Certain) Ø3.25/ 4.0/ 5.0/ 6.0
- Dentsply (XIVE) Ø3.4/ 3.8/ 4.5
- Osstem (TS) Ø3.5

M 1.4

- MegaGen (MINi)
- Astra (Osseospeed) Ø3.5S
- Dentsply (XIVE) Ø3.0

Typ	Wysokość przedziąsłowa (mm)	Nr katalogowy
M2.0	1.0	IA2010
	2.0	IA2020
	3.0	IA2030
M1.8	1.0	IA1810
	2.0	IA1820
	3.0	IA1830
M1.6	1.0	IA1610
	2.0	IA1620
	3.0	IA1630
M1.4	1.5	IA1415
	2.0	IA1420
	3.0	IA1430



Śruba Zamykająca i-Gen

- Użyj klucza ręcznego (1.2 Heks)

- Do użytku w przypadku gojenia zamkniętego.

Typ	Wysokość (mm)	Nr katalogowy
Heks 1.2	1.0	ICS3510



Śruba Gojąca i-Gen

- Do użytku w przypadku gojenia otwartego.

Wysokość (mm)	Nr katalogowy
1.5	FHA402
2.5	FHA403
3.5	FHA404



Klucz Ręczny (1.6 Heks)

- Służy do przykręcenia śruby i-Gen do implantu. Do przykręcenia śruby i-Gen wystarczająca jest siła palców.

Długość (mm)	Typ	Nr katalogowy
10	Krótki	TCMHDS1600
15	Długi	TCMHDL1600

