


III. AnyRidge Bone Profiler Kit - zestaw do modelowania kości

Usuwa nadmiar kości wokół implantu, co pozwala na precyzyjne umiejscowienie śruby gojącej lub komponentu protetycznego.

- Przykręć pin prowadzący do platformy implantu i wybierz odpowiednią średnicę frezu do modelowania kości.
- W zestawie dostępne są 4 różne rozmiary frezów oraz pinów prowadzących.

Nr katalogowy

KARBP3000



Frez do modelowania kości

- Pin prowadzący (TANPGF3305) w zestawie.

- Istnieje możliwość zakupu pojedynczych rozmiarów frezów.
- Pojedynczy frez jest w zestawie z pinem prowadzącym.

Średnica	Długość (mm)	Nr katalogowy
Ø4	13	TANBPL40G
Ø5		TANBPL50G
Ø6	8	TANBPS60G
Ø7		TANBPS70G

