

Protezy Overdenture

Łączniki Dockloc

Łącznik prosty Dockloc

- Zalecany moment obrotowy: 30Ncm
- Pakowany pojedynczo i w zestawie
- W zestawie: łącznik i 6 szt. matryc, housing oraz podkładka dystansująca

Wysokość przedziałowa (mm)	Nr katalogowy
1.0	MG0001.H
2.0	MG0002.H
3.0	MG0003.H
4.0	MG0004.H
5.0	MG0005.H
6.0	MG0006.H



Wysokość przedziałowa (mm)	Nr katalogowy
1.0	MG0001.S.T
2.0	MG0002.S.T
3.0	MG0003.S.T
4.0	MG0004.S.T
5.0	MG0005.S.T
6.0	MG0006.S.T



Łącznik kątowy Dockloc 18°

- Pakowany tylko jako zestaw
- Łącznik i 3 szt. matryc w zestawie, housing oraz podkładka dystansująca
- W zestawie śruba AANMST i AANMSF

Wysokość przedziałowa (mm)	Nr katalogowy
1.5	MG0701.S.T
3.0	MG0702.S.T
4.5	MG0703.S.T



Zestaw prosty Dockloc:



- Łącznik prosty
- Uchwyt łącznika/równoległościomierz



Matryce

- Niebieska:** Niska siła trzymania
- Różowa:** Średnia siła trzymania
- Przeźroczysta:** Wysoka siła trzymania

Równoległa oś



Matryce

- Czerwona:** Niska siła trzymania
- Pomarańczowa:** Średnia siła trzymania
- Zielona:** Wysoka siła trzymania

Rozbieżna oś

Housing z matrycą techniczną



Podkładka dystansująca



Zestaw kątowy Dockloc 18°:



- Łącznik kątowy z przenośnikiem



Uchwyt łącznika/
równoległościomierz



Śruby do łącznika



Matryce

- Czerwona:** Niska siła trzymania
- Pomarańczowa:** Średnia siła trzymania
- Zielona:** Wysoka siła trzymania

Rozbieżna oś

Housing z matrycą techniczną



Podkładka dystansująca

Zestaw matryc



Zestaw matryc



Matryce

- Niebieska: mała siła trzymania, 0° - 10°
- Różowa: średnia siła trzymania, 0° - 10°
- Przezroczysta: wysoka siła trzymania, 0° - 10°

Ilość sztuk	Nr katalogowy
(2 Pack)	A0050.S.T



Ilość sztuk	Nr katalogowy
(2 Pack)	A0051.S.T



Ilość sztuk	Nr katalogowy
8	A0002.S



Ilość sztuk	Nr katalogowy
8	A0003.S



Ilość sztuk	Nr katalogowy
8	A0004.S



Analog laboratoryjny

Ilość sztuk	Nr katalogowy
4	A0014.S



Transfer wyciskowy z pozycji łącznika Dockloc

Ilość sztuk	Nr katalogowy
4	A0015.S



Klucz maszynowy do łączników Dockloc

Ilość sztuk	Nr katalogowy
1	A0025



Klucz uniwersalny Dockloc

Ilość sztuk	Nr katalogowy
1	A0019



Klucz uniwersalny Dockloc - 4 częściowy

Ilość sztuk	Nr katalogowy
1	A0020

