


Anchor Kit - zestaw do pinowania szablonu

Przeznaczony do przypadków bezzębia lub braków skrzydłowych. Szablon R2GATE mocujemy specjalnie zaprojektowanymi pinami, które zagwarantują jego pełną stabilność.

System	Nr katalogowy
AnyRidge	KAGAS3000



Końcówka śrubokrętu

Rękojeść śrubokrętu

Pin



Śruba do stabilizacji szablonu

M1.8
(AnyRidge)


M2.0
(AnyOne)



➔ Komponenty zestawu do pinowania szablonu - Anchor Kit

Pin


Średnica	Długość(mm)	linia wyznaczająca	Nr katalogowy
Ø2.0	5.5	1	TCMACP2015
	8.0	2	TCMACP2018
	10.5	3	TCMACP2020



Śruba do stabilizacji szablonu

- Śruba do stabilizacji szablonu z pozycji implantu.
- Mocowanie ręczne i za pomocą śrubokrętu.

Gwint	Średnica szablonu	Nr katalogowy
M1.8	Ø5.0	AGSAR18
(AnyRidge)	Ø6.5	AGSAW18



Końcówka śrubokrętu

Długość(mm)	Nr katalogowy
80	AGTT80



Rękojeść śrubokrętu

Nr katalogowy
TD

