

Anchor Kit

- zestaw do pinowania szablonu

Przeznaczony do przypadków bezzębia lub braków skrzydłowych. Szablon R2GATE mocujemy specjalnie zaprojektowanymi pinami, które zagwarantują jego pełną stabilność.


System	Nr katalogowy
BLUEDIAMOND	KAGAS3002



Końcówka śrubokrętu



Rękojeść śrubokrętu




➡ Komponenty zestawu do pinowania szablonu - Anchor Kit



Pin

Średnica	Długość (mm)	Linia wyznaczająca	Nr katalogowy
Ø2.0	5.5	1	TCMACP2015
	8.0	2	TCMACP2018
	10.5	3	TCMACP2020




Śruba do stabilizacji szablonu

- Śruba do stabilizacji szablonu z pozycji implantu
- Mocowanie ręczne i za pomocą śrubokrętu

Gwint	Średnica otworu szablonu	Nr katalogowy
M1.6	Ø5.0	AGSANR16
	Ø5.0	AGSARR16
	Ø6.5	*AGSARW16

* oddzielnie w sprzedaży



Końcówka śrubokrętu

Długość (mm)	Nr katalogowy
80	AGTT80



Rękojeść śrubokrętu

Nr katalogowy
TD

