

R2GATE® Pełna kaseta chirurgiczna

I. R2GATE Pełna kaseta do nawigacji do systemu AnyRidge

Pełna kaseta do chirurgii nawigowanej R2GATE składa się z kompletu wiertel oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zabiegu z użyciem szablonów chirurgicznych po wcześniejszym, cyfrowym zaplanowaniu w programie R2GATE.

Nr katalogowy

KAGIN3000

Średnica	Średnica szablonu	Wysokość (mm)	Nr katalogowy
Ø3.4	Ø5.0	5.0	R2CD3405
Ø3.8			R2CD3805
Ø4.3			R2CD4305
Ø4.8			R2CD4805
Ø5.3	Ø6.5	5.0	R2CD5305
Ø5.8			R2CD5805
Ø6.3			R2CD6305

Wiertła do kości korowej



Wiertła do modelowania kości



Zalecane obroty: 600 ~ 1000

Przenośnik implantu

- R – AnyRidge regularny (ø3.5 ~ ø4.5)



Maszynowy ICRH2324H Na raczetę ICRH2324

- W – AnyRidge szeroki (ø5.0 ~ ø6.0)



Maszynowy ICWH2324H Na raczetę ICWH2324



RATCHET WRENCH




BONE PROFILER

Wiertła pilotujące




R2ID2601 R2SD2505



Wiertła

Średnica wiertła: ø 2,0 ~ ø 5,9
Długość wiertła: 7,0 ~ 13,0 mm



Długość szablonu: 13,5 mm

Długość nawiertu: 7,0 ~ 13,0 mm

Przedłużka wiertła



MDE150

Klucz ręczny 1.2 hekxa



krótki długi do wyciągania łączników

Adapter do przenośnika implantu



AGHA

Przedłużka do przenośnika



MRE400S

R2GATE® Guide

I. R2GATE Chirurgia nawigowana

1. Frezy do kalibracji szablonu

Frez do kalibracji stopnia szablonu

Gwint	Średnica szablonu	Nr katalogowy
Wąski	Ø3.5	AGHTN2
Regularny	Ø5.0	AGHTR2
Szeroki	Ø6.5	AGHTW2



Frez do kalibracji otworu szablonu

- Narzędzie do kalibracji otworu wiertła w szablonie

Gwint	Średnica szablonu	Nr katalogowy
Wąski	Ø3.5	AGHTN3
Regularny	Ø5.0	AGHTR3
Szeroki	Ø6.5	AGHTW3



Uchwyt do frezu

Nr katalogowy
TCMRH



2. Opcjonalne komponenty do kasety R2GATE

Klucz dynamometryczny i adapter

- Klucz dynamometryczny ma opcję momentu obrotowego od 15Ncm do 45Ncm i służy do wprowadzenia implantu i ostatecznego dokręcenia łącznika.

Typ	Nr katalogowy
Klucz dynamometryczny	MTW300AT
Adapter (Maszynowy)	TTAI100
Adapter (Raczeta)	TTAR100

