


BLUEDIAMOND kaseta do nawigacji

Pełna kaseta do chirurgii nawigowanej R2GATE składa się z kompletu wiertel oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zabiegu z użyciem szablonów chirurgicznych po wcześniejszym, cyfrowym zaplanowaniu w programie R2GATE.

Nr katalogowy

KAGIN3002




➔ Komponenty kasety do nawigacji BLUEDIAMOND



Wiertło pilotujące

- Używane do pierwszego nawiercenia w kości
- Rekomendowane obroty 300-800

Średnica	Średnica otworu szablonu	Długość (mm)	Nr katalogowy
Ø2.6	Ø5.0	1.0	R2ID2601



Drugie wiertło

- Rozwiercenie otworu z Ø2.0 do Ø4.6
- Używany do rozwiercenia kości zbitaj
- Pomaga w stosowaniu kolejnych wiertel
- Rekomendowane obroty 300-800

Średnica	Średnica otworu szablonu	Długość (mm)	Nr katalogowy
Ø2.5	Ø5.0	5.0	R2SD2505



Wiertła

- Rekomendowane obroty 800-1200

Średnica	Średnica otworu szablonu	Długość (mm)	Nr katalogowy
Ø2.0	Ø5.0	6.5	R2SD2007
		8	R2SD2008
		9.5	R2SD2010
		11	R2SD2011
		12.5	R2SD2013
Ø2.5		6.5	R2SD2507
		8	R2SD2508
		9.5	R2SD2510
		11	R2SD2511
		12.5	R2SD2513
Ø2.9		7	R2UD2907
		8	R2UD2908
		9.5	R2UD2910
		11	R2UD2911
		12.5	R2UD2913
Ø3.3		7	R2UD3307
		8	R2UD3308
		9.5	R2UD3310
		11	R2UD3311
		12.5	R2UD3313
Ø3.6		7	R2UD3607
		8	R2UD3608
		9.5	R2UD3610
		11	R2UD3611
		12.5	R2UD3613
Ø3.9		7	R2UD3907
		8	R2UD3908
		9.5	R2UD3910
		11	R2UD3911
		12.5	R2UD3913
Ø4.3		7	R2UD4307
		8	R2UD4308
		9.5	R2UD4310
		11	R2UD4311
		12.5	R2UD4313



Bone Profiler

- Rekomendowane obroty 300-800


Średnica	Średnica otworu szablonu	Nr katalogowy
Ø4.0	Ø5.0	AGBP40
Ø5.0		AGBP50
Ø6.0	Ø6.5	AGBP60



Wiertło do kości korowej

- Rekomendowane obroty 300-800


Średnica	Średnica otworu szablonu	Długość (mm)	Nr katalogowy
Ø3.6	Ø5.0	6.5	R2BDCD33
Ø4.0			R2BDCD37
Ø4.4			R2BDCD41
Ø4.7			R2BDCD44
Ø4.95			R2BDCD48



Gwintownik

- Moment wprowadzania maks 45-50 Ncm, poniżej 15 obrotów na minutę


Średnica	Średnica otworu szablonu	Długość (mm)	Nr katalogowy
Ø3.6	Ø5.0	9.5	R2TD33ARO
Ø4.0			R2TD37ARO
Ø4.4			R2TD41ARO
Ø4.7			R2TD44ARO
Ø5.0			R2TD48ARO



Przenośnik implantu

- Rekomendowany moment wprowadzania 45-50 Ncm

Platforma	Średnica otworu szablonu	Typ	Nr katalogowy
NC	Ø5.0	Raczeta	ICRO2127
RC			ICRO2530
NC	Ø5.0	Kątnica	ICRO2127H
RC			ICRO2530H
RC	Ø6.5	Raczeta	ICWO2530
		Kątnica	ICWO2530H




Adapter do przenośnika implantu

Square	Nr katalogowy
4.0	AGHA



Przedłużka do przenośnika

Square	Nr katalogowy
4.0	MRE400S



Przedłużka wiertła

Nr katalogowy
MDE150




➔ Komponenty kasety do nawigacji BLUEDIAMOND

Klucz ręczny (1.2 Heks)

- Używany do przykręcania śrub zamykających, wszystkich śrub do łączników i wszystkich śrub gojących
- Dostępny w 4 długościach
- Klucz ręczny może być bezpośrednio osadzony na raczecie bez dodatkowych adapterów
- Końcówka klucza wytrzymuje moment obrotowy w przedziale 35-45Ncm bez odkształceń

Długość (mm)	Typ	Nr katalogowy
5	Ultra krótki	*TCMH DU1200
10	Krótki	TCMH DS1200
15	Długi	TCMH DL1200
20	Ekstra długi	*TCMH DE1200
30	Ekstra długi	*TCMH DE1230


* oddzielnie w sprzedaży



Klucz dynamometryczny (Raczeta)

- Klucz dynamometryczny ma opcję momentu obrotowego od 15Ncm do 70Ncm i służy do wprowadzenia implantu i ostatecznego dokręcenia łącznika.

Typ	Nr katalogowy
Klucz dynamometryczny	TWSQ70




Klucz dynamometryczny i adapter

- Klucz dynamometryczny ma opcję momentu obrotowego od 15Ncm do 70Ncm i służy do wprowadzenia implantu i ostatecznego dokręcenia łącznika.

Typ	Nr katalogowy
Klucz dynamometryczny (~70Ncm)	*TW70
Klucz dynamometryczny (~45Ncm)	*MTW300A
Adapter (maszynowy)	*TTAI100
Adapter (ręczny)	*TTAR100

* oddzielnie w sprzedaży



Wiertło do kości brzeżnej

- Stosowane do wyrównania powierzchni kostnej

Średnica	Średnica otworu szablonu	Długość (mm)	Nr katalogowy
Ø4.0	Ø5.0	15.5(12.5/2)	NCD402

