

Partial Extraction Therapy (PET) - zestaw


I. Kasea PET

- technika Socket Shield
- technika Pontic Shield
- technika Root Submergence

Ogromną zaletą techniki częściowej ekstrakcji jest fakt, iż wyraźnie zwiększa ona szanse na powodzenie implantacji natychmiastowej, co prowadzi do znakomitej stabilizacji pierwotnej. System implantów AnyRidge oraz technika częściowej ekstrakcji idealnie się uzupełniają zapewniając silną stabilizację pierwotną i szybką osteointegrację.

Nr katalogowy

PET 3000



Twórca techniki • Dr Howard Gluckman

Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Szeged po obronie rozprawy pt.: „Technika częściowej Ekstrakcji: Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość.” Założyciel prywatnej kliniki stomatologicznej w Kapsztadzie, dyrektor w Implant&Aesthetic Academy w RPA, były prezydent Południowoafrykańskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członek zarządu Południowoafrykańskiego Stowarzyszenia Osteointegracji.

➔ Komponenty zestawu PET

Maksymalna prędkość (RPM) wiertła


R1	1,200	LD2037, GD40G, FS40G, FD3010B
R2	40,000	LMD1225, LMD1231
R3	100,000	RD2025B, RD2034B, RD3025K, RD3034K

Nr 1

Wiertło pilotujące

RPM	Średnica	Długość(mm)	Nr. katalogowy
R1	Ø2.0	37	LD2037


* regulacja ogranicznika głębokości jest możliwa za pomocą klucza z heksą 0.9.



Nr 2

Wiertło diamentowe Lindermanna


RPM	Średnica	Długość(mm)	Nr. katalogowy
R2	Ø1.2	25	LMD1225
		31	LMD1231



Nr 3

Wiertło diamentowe kulkowe


RPM	Średnica	Długość(mm)	Nr. katalogowy
R3	Ø2.0	25	RD2025B
		34	RD2034B
	Ø3.0	25	RD3025K
		34	RD3034K



Nr 4

Wiertło diamentowe stożkowe

RPM	Średnica	Długość(mm)	Nr. katalogowy
R1	Ø3.0	34	FD3010B



Nr 5

Wiertło diamentowe Final Shaper

RPM	Średnica	Długość(mm)	Nr. katalogowy
R1	Ø4.0	28	FS40G



Nr 6

Wiertło diamentowe prowadzone

RPM	Średnica	Długość(mm)	Nr. katalogowy
R1	Ø4.0	30	GD40G

