

INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE




Śruba gojąca


(typ anatomiczny)

- Użyj klucza ręcznego (1.2 Heks).
- Śruba łącznika w zestawie. H=4 ARHAS1804/ H=5 ARHAS1805/ H=7 ARHAS1807.
- Używane w chirurgii bezplatowej lub dwuetapowej.
- Wybierz odpowiednią średnicę i wysokość łącznika w zależności od sytuacji.
- Pomaga stworzyć odpowiedni profil wyłaniania w okresie gojenia się dziąseł.
- **Zalecany moment obrotowy: ręczny (5 - 8Ncm).**

Typ	MD (mm)	JW. (mm)	Wysokość (mm)	Połączenie	Nr katalogowy
Siekacz	4.0	5.0	4	heks	ARHI40504T
			5		ARHI40505T
			7		ARHI40507T
	4.5	4.5	4		ARHI45454T
			5		ARHI45455T
			7		ARHI45457T
	6.0	5.0	4		ARHI60504T
			5		ARHI60505T
			7		ARHI60507T
	7.0	6.0	4		ARHI70604T
			5		ARHI70605T
			7		ARHI70607T
	4.0	5.0	4	bez heksa	ARHI40504NT
			5		ARHI40505NT
			7		ARHI40507NT
	4.5	4.5	4		ARHI45454NT
			5		ARHI45455NT
			7		ARHI45457NT
	6.0	5.0	4		ARHI60504NT
			5		ARHI60505NT
			7		ARHI60507NT
	7.0	6.0	4		ARHI70604NT
			5		ARHI70605NT
			7		ARHI70607NT



Typ	MD (mm)	JP (mm)	Wysokość (mm)	Połączenie	Nr katalogowy
Kiel	5.0	5.5	4	heks	ARHC50654T
			5		ARHC50655T
			7		ARHC50657T
	5.0	5.5	4	bez heksa	ARHC50654NT
			5		ARHC50655NT
			7		ARHC50657NT



Typ	MD (mm)	JP (mm)	Wysokość (mm)	Połączenie	Nr katalogowy
Przed-trzonowy	4.5	6.0	4	heks	ARHM45604T
			5		ARHM45605T
			7		ARHM45607T
	5.0	7.0	4		ARHM50704T
			5		ARHM50705T
			7		ARHM50707T
	4.5	6.0	4	bez heksa	ARHM45604NT
			5		ARHM45605NT
			7		ARHM45607NT
	5.0	7.0	4		ARHM50704NT
			5		ARHM50705NT
			7		ARHM50707NT

INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE



Typ	MD (mm)	JW. (mm)	Wysokość (mm)	Polączenie	Nr katalogowy
Trzonowiec	6.0	7.0	4	heks	ARHM60704T
			5		ARHM60705T
			7		ARHM60707T
	6.0	8.0	4		ARHM60804T
			5		ARHM60805T
			7		ARHM60807T
	6.0	9.0	4		ARHM60904T
			5		ARHM60905T
			7		ARHM60907T
	7.0	8.0	4		ARHM70804T
			5		ARHM70805T
			7		ARHM70807T
	7.0	9.0	4		ARHM70904T
			5		ARHM70905T
			7		ARHM70907T
	7.0	10.0	4		ARHM70104T
			5		ARHM70105T
			7		ARHM70107T
	8.0	9.0	4		ARHM80904T
			5		ARHM80905T
			7		ARHM80907T
	8.0	10.0	4		ARHM80104T
			5		ARHM80105T
			7		ARHM80107T
	6.0	7.0	4	bez heksa	ARHM60704NT
			5		ARHM60705NT
			7		ARHM60707NT
	6.0	8.0	4		ARHM60804NT
			5		ARHM60805NT
			7		ARHM60807NT
	6.0	9.0	4		ARHM60904NT
			5		ARHM60905NT
			7		ARHM60907NT
	7.0	8.0	4		ARHM70804NT
			5		ARHM70805NT
			7		ARHM70807NT
	7.0	9.0	4		ARHM70904NT
			5		ARHM70905NT
			7		ARHM70907NT
	7.0	10.0	4		ARHM70104NT
			5		ARHM70105NT
			7		ARHM70107NT
	8.0	9.0	4		ARHM80904NT
			5		ARHM80905NT
			7		ARHM80907NT
	8.0	10.0	4		ARHM80104NT
			5		ARHM80105NT
			7		ARHM80107NT

Typ	MD (mm)	JP (mm)	Wysokość (mm)	Polączenie	Nr katalogowy
Indywidualne	4.5	6.0	4	heks	ARHS45604T
			5		ARHS45605T
			7		ARHS45607T
	5.0	6.5	4		ARHS50654T
			5		ARHS50655T
			7		ARHS50657T
	5.0	7.0	4		ARHS50704T
			5		ARHS50705T
			7		ARHS50707T
	6.0	7.0	4		ARHS60704T
			5		ARHS60705T
			7		ARHS60707T
	6.0	8.0	4		ARHS60804T
			5		ARHS60805T
			7		ARHS60807T
	6.0	9.0	4		ARHS60904T
			5		ARHS60905T
			7		ARHS60907T
	7.0	8.0	4		ARHS70804T
			5		ARHS70805T
			7		ARHS70807T
	7.0	9.0	4		ARHS70904T
			5		ARHS70905T
			7		ARHS70907T
	7.0	10.0	4		ARHS70104T
			5		ARHS70105T
			7		ARHS70107T
	8.0	9.0	4		ARHS80904T
			5		ARHS80905T
			7		ARHS80907T
	8.0	10.0	4		ARHS80104T
			5		ARHS80105T
			7		ARHS80107T
	4.5	6.0	4	bez heksa	ARHS45604NT
			5		ARHS45605NT
			7		ARHS45607NT
	5.0	6.5	4		ARHS50654NT
			5		ARHS50655NT
			7		ARHS50657NT
	5.0	7.0	4		ARHS50704NT
			5		ARHS50705NT
			7		ARHS50707NT
	6.0	7.0	4		ARHS60704NT
			5		ARHS60705NT
			7		ARHS60707NT
	6.0	8.0	4		ARHS60804NT
			5		ARHS60805NT
			7		ARHS60807NT
	6.0	9.0	4		ARHS60904NT
			5		ARHS60905NT
			7		ARHS60907NT
	7.0	8.0	4		ARHS70804NT
			5		ARHS70805NT
			7		ARHS70807NT
	7.0	9.0	4		ARHS70904NT
			5		ARHS70905NT
			7		ARHS70907NT
	7.0	10.0	4		ARHS70104NT
			5		ARHS70105NT
			7		ARHS70107NT
	8.0	9.0	4		ARHS80904NT
			5		ARHS80905NT
			7		ARHS80907NT
	8.0	10.0	4		ARHS80104NT
			5		ARHS80105NT
			7		ARHS80107NT