

INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Zestaw śrub gojących

Wysokość (mm)	Połączenie	Nr katalogowy
4	Octa	C-AHBD04OP
	Bez Octa	C-AHBD04NP
5	Octa	C-AHBD05OP
	Bez Octa	C-AHBD05NP
7	Octa	C-AHBD07OP
	Bez Octa	C-AHBD07NP



Śruba gojąca

(typ anatomiczny)

- Śruba łącznika w zestawie. H=4 AROHAS1604/ H=5 AROHAS1605/ H=7 AROHAS1607

- Stosowane przy gojeniu otwartym lub przy odsłonięciu implantu w drugim etapie
- Różne opcje średnicy i wysokości śrub
- Pomaga uformować profil wyłaniania tkanek miękkich w trakcie gojenia dziąsła
- Zalecana siła ręcznego przykręcenia 5-8 Ncm
- Użyj klucza ręcznego 1.2 Hex



NC

Typ	MD (mm)	LL (mm)	Wysokość (mm)	Połączenie	Nr katalogowy
Siekacz	4.0	5.0	4	Octa	AROHIN40504T
			5		AROHIN40505T
			7		AROHIN40507T
	4.5	4.5	4		AROHIN45454T
			5		AROHIN45455T
			7		AROHIN45457T
	6.0	5.0	4		AROHIN60504T
			5		AROHIN60505T
			7		AROHIN60507T
	7.0	6.0	4		AROHIN70604T
			5		AROHIN70605T
			7		AROHIN70607T
	4.0	5.0	4	Bez Octa	AROHIN40504NT
			5		AROHIN40505NT
			7		AROHIN40507NT
	4.5	4.5	4		AROHIN45454NT
			5		AROHIN45455NT
			7		AROHIN45457NT
	6.0	5.0	4		AROHIN60504NT
			5		AROHIN60505NT
			7		AROHIN60507NT
	7.0	6.0	4		AROHIN70604NT
			5		AROHIN70605NT
			7		AROHIN70607NT

RC

Typ	MD (mm)	LL (mm)	Wysokość (mm)	Połączenie	Nr katalogowy
Siekacz	4.0	5.0	4	Octa	AROHIR40504T
			5		AROHIR40505T
			7		AROHIR40507T
	4.5	4.5	4		AROHIR45454T
			5		AROHIR45455T
			7		AROHIR45457T
	6.0	5.0	4		AROHIR60504T
			5		AROHIR60505T
			7		AROHIR60507T
	7.0	6.0	4		AROHIR70604T
			5		AROHIR70605T
			7		AROHIR70607T
	4.0	5.0	4	Bez Octa	AROHIR40504NT
			5		AROHIR40505NT
			7		AROHIR40507NT
	4.5	4.5	4		AROHIR45454NT
			5		AROHIR45455NT
			7		AROHIR45457NT
	6.0	5.0	4		AROHIR60504NT
			5		AROHIR60505NT
			7		AROHIR60507NT
	7.0	6.0	4		AROHIR70604NT
			5		AROHIR70605NT
			7		AROHIR70607NT



NC

Typ	MD (mm)	LL (mm)	Wysokość (mm)	Połączenie	Nr katalogowy
Kiel	5.0	6.5	4	Octa	AROHCN50654T
			5		AROHCN50655T
			7		AROHCN50657T
	5.0	6.5	4	Bez Octa	AROHCN50654NT
			5		AROHCN50655NT
			7		AROHCN50657NT

RC

Typ	MD (mm)	LL (mm)	Wysokość (mm)	Połączenie	Nr katalogowy
Kiel	5.0	6.5	4	Octa	AROHCN50654T
			5		AROHCN50655T
			7		AROHCN50657T
	5.0	6.5	4	Bez Octa	AROHCN50654NT
			5		AROHCN50655NT
			7		AROHCN50657NT

INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE



Typ	MD (mm)	LL (mm)	Wysokość (mm)	Połączenie	Nr katalogowy
Przedtrzonowiec	4.5	6.0	4	Octa	AROHMR45604T
			5		AROHMR45605T
			7		AROHMR45607T
	5.0	7.0	4		AROHMR50704T
			5		AROHMR50705T
			7		AROHMR50707T
	4.5	6.0	4	Bez Octa	AROHMR45604NT
			5		AROHMR45605NT
			7		AROHMR45607NT
	5.0	7.0	4		AROHMR50704NT
			5		AROHMR50705NT
			7		AROHMR50707NT

Typ	MD (mm)	LL (mm)	Wysokość (mm)	Połączenie	Nr katalogowy
Indywidualne	4.5	6.0	4	Octa	AROHMR45604T
			5		AROHMR45605T
			7		AROHMR45607T
	5.0	6.5	4		AROHMR50654T
			5		AROHMR50655T
			7		AROHMR50657T
	5.0	7.0	4		AROHMR50704T
			5		AROHMR50705T
			7		AROHMR50707T
	6.0	7.0	4		AROHMR60704T
			5		AROHMR60705T
			7		AROHMR60707T
	6.0	8.0	4		AROHMR60804T
			5		AROHMR60805T
			7		AROHMR60807T
	6.0	9.0	4		AROHMR60904T
			5		AROHMR60905T
			7		AROHMR60907T
	7.0	8.0	4		AROHMR70804T
			5		AROHMR70805T
			7		AROHMR70807T
	7.0	9.0	4		AROHMR70904T
			5		AROHMR70905T
			7		AROHMR70907T
	7.0	10.0	4		AROHMR70104T
			5		AROHMR70105T
			7		AROHMR70107T
	8.0	9.0	4		AROHMR80904T
			5		AROHMR80905T
			7		AROHMR80907T
Trzonowiec	8.0	10.0	4		AROHMR80104T
			5		AROHMR80105T
			7		AROHMR80107T
	6.0	7.0	4	Bez Octa	AROHMR60704NT
			5		AROHMR60705NT
			7		AROHMR60707NT
	6.0	8.0	4		AROHMR60804NT
			5		AROHMR60805NT
			7		AROHMR60807NT
	6.0	9.0	4		AROHMR60904NT
			5		AROHMR60905NT
			7		AROHMR60907NT
	7.0	8.0	4		AROHMR70804NT
			5		AROHMR70805NT
			7		AROHMR70807NT
	7.0	9.0	4		AROHMR70904NT
			5		AROHMR70905NT
			7		AROHMR70907NT
	7.0	10.0	4		AROHMR70104NT
			5		AROHMR70105NT
			7		AROHMR70107NT
	8.0	9.0	4		AROHMR80904NT
			5		AROHMR80905NT
			7		AROHMR80907NT
	8.0	10.0	4		AROHMR80104NT
			5		AROHMR80105NT
			7		AROHMR80107NT
Indywidualne	4.5	6.0	4	Bez Octa	AROHMR45604NT
			5		AROHMR45605NT
			7		AROHMR45607NT
	5.0	6.5	4		AROHMR50654NT
			5		AROHMR50655NT
			7		AROHMR50657NT
	5.0	7.0	4		AROHMR50704NT
			5		AROHMR50705NT
			7		AROHMR50707NT
	6.0	7.0	4		AROHMR60704NT
			5		AROHMR60705NT
			7		AROHMR60707NT
	6.0	8.0	4		AROHMR60804NT
			5		AROHMR60805NT
			7		AROHMR60807NT
	6.0	9.0	4		AROHMR60904NT
			5		AROHMR60905NT
			7		AROHMR60907NT
	7.0	8.0	4		AROHMR70804NT
			5		AROHMR70805NT
			7		AROHMR70807NT
	7.0	9.0	4		AROHMR70904NT
			5		AROHMR70905NT
			7		AROHMR70907NT
	7.0	10.0	4		AROHMR70104NT
			5		AROHMR70105NT
			7		AROHMR70107NT
	8.0	9.0	4		AROHMR80904NT
			5		AROHMR80905NT
			7		AROHMR80907NT
	8.0	10.0	4		AROHMR80104NT
			5		AROHMR80105NT
			7		AROHMR80107NT