

ANYRIDGE® 5 mm


GDZIE LICZĄ SIĘ MILIMETRY



Krótkie implanty – minimalna wysokość, maksymalne wsparcie

- Minimalnie inwazyjny protokół chirurgiczny - geometria implantu oraz powierzchnia **Xpeed** daje gwarancję sukcesu nawet w ekstremalnych warunkach.
- Szybciej i bezpieczniej - bez konieczności odbudowy kości i przeszczepów nerwowych.


Średnica implantu (mm)	Rdzeń (mm)	Długość (mm)	Nr katalogowy
Ø3.5	3.3	5	AR333505C
Ø4.0	3.3		AR334005C
Ø4.5	3.3		AR334505C
	3.8		AR384505C
Ø5.0	3.3		AR335005C
	3.8		AR385005C
	4.3		AR435005C
Ø5.5	3.3		AR335505C
	3.8		AR385505C
	4.3		AR435505C
	4.8		AR485505C



Kaseta chirurgiczna

Nr katalogowy

KMXIS3000



Wiertło wyrównujące


Przeznaczone do wyrównywania nieregularnej powierzchni kości w celu zapewnienia precyzyjnego prowadzenia wiertła.

Dostępne dwa typy housingów – dopasowane średnicą do różnych wiertel końcowych: Ø5.0 oraz Ø6.0

- Tuleja Ø5.0: dla wiertel z ogranicznikiem Ø2.0 ~ Ø4.3
- Tuleja Ø6.0: dla wiertel z ogranicznikiem Ø4.8 ~ Ø5.4

Średnica	Długość (mm)	Nr kat.
Ø5.0 / Ø2.0	3.5	FD5020
Ø6.0 / Ø2.0		*FD6020

(*) oddzielnie w sprzedaży



Wierła ze stoperami

Średnica	Długość (mm)	Nr Kat.
Ø2.0	6.0	MS2005M
Ø2.5		*MS2505M
Ø2.8		MS2805M
Ø3.3		MS3305M
Ø3.8		MS3805M
Ø4.3		MS4305M
Ø4.8		MS4805M
Ø5.4		MS5405M

(*) oddzielnie w sprzedaży



Głębokość wiercenia

