


Kaseta chirurgiczna

Nr katalogowy

KMXIS3000



Wiertło wyrównujące


Przeznaczone do wyrównywania nieregularnej powierzchni kości w celu zapewnienia precyzyjnego prowadzenia wiertła.

Dostępne dwa typy housingów – dopasowane średnicą do różnych wiertel końcowych: Ø5.0 oraz Ø6.0

- Tuleja Ø5.0: dla wiertel z ogranicznikiem Ø2.0 ~ Ø4.3
- Tuleja Ø6.0: dla wiertel z ogranicznikiem Ø4.8 ~ Ø5.4

Średnica	Długość (mm)	Nr kat.
Ø5.0 / Ø2.0	3.5	FD5020
Ø6.0 / Ø2.0		*FD6020

(*) oddzielnie w sprzedaży



Wiertła ze stoperami

Średnica	Długość (mm)	Nr Kat.
Ø2.0	6.0	MS2005M
Ø2.5		*MS2505M
Ø2.8		MS2805M
Ø3.3		MS3305M
Ø3.8		MS3805M
Ø4.3		MS4305M
Ø4.8		MS4805M
Ø5.4		MS5405M

(*) oddzielnie w sprzedaży



Głębokość wiercenia

